


CISAILLE DOUBLE MOLETTE



Cet appareil, de conception totalement nouvelle, permet de découper des éprouvettes de largeur connue (les bords étant parallèles) avec une précision inférieure à 0.1 mm. et de longueur variable (longueur maximum 350 ou 550 mm suivant modèle). L'échantillon est découpé par deux petites molettes affûtées qui jouent le rôle de ciseaux en venant frotter sur la lame centrale. Il n'y a plus aucun risque de coupure.

Conforme aux Normes :

N13xx

Existe en plusieurs dimensions :

Longueur de 350 mm

Ref 130½	12,7 mm de largeur
Ref 1315	15 mm de largeur
Ref 1325	25 mm de largeur
Ref 1301	25,4 mm de largeur
Ref 1330	30 mm de largeur
Ref 1350	50 mm de largeur
Ref 13100	100 mm de largeur
Ref 13135	135 mm de largeur
Ref 13150	150 mm de largeur
Ref 13xx	xx mm de largeur > 8mm (sur commande)
Ref 16xxyy	découpe simultanée de 2 bandes de papier

Longueur de 550 mm

Ref 14xx	xx mm de largeur
Ref 15xxyy	xx et yy mm de largeur

Données techniques :

Connexion électrique	Non
----------------------	-----

Connexion eau	Non
---------------	-----

Air comprimé	Non
--------------	-----