


COBB à serrage automatique | NV102

Conforme aux normes

ISO 535,SCAN P12,DIN 53132,TAPPI T441,EN 20535,BSFN 20535,PAPTCAF 2



Description

Appareil permettant de déterminer l'absorption d'eau du papier ou du carton.

- Serrage automatique de l'échantillon.
- Surface d'essai 100 cm².
- En option: un rouleau essoreur de 10 kg.
- Fabriqué en acier inox.

Caractéristiques

Non

Contenu de la livraison

Un cobb automatique