


Dynamomètre Horizontal | 030121

Conforme aux normes

ISO 1924-2 SCAN P38,P67,TAPPI T494,T456,PAPTAC D34,BS 4415/2,EN 12625-4 & -5



Description

Appareil permettant de mesurer la résistance à la traction et l'allongement du papier et du "tissu".

- Ecran tactile.
- Mesure à l'état sec ou humide.
- Longueur de l'échantillon 50 mm, 100 mm ou 180 mm.
- Différents capteurs disponibles : 100, 150, 500 N.
- Détection automatique de présence de l'échantillon.

Caractéristiques

Electrique: 110 - 230 / V 50 - 60
Hz
Air: 600 kPa

Contenu de la livraison

Machine de traction horizontale
avec capteur de force standard
500 N