

Micrometre pneumatique pour tissu | N1103P

Conforme aux normes

ISO 12625-3



Description

Appareil permettant la détermination de l'épaisseur d'une feuille de papier "tissue".

- Modèle à commande pneumatique.
- Gamme de mesure : 0 à 7 mm.
- Précision de mesure : 0.001 mm.
- Surface de mesure : 10 cm².
- Pression de mesure : 20 g/cm².

Caractéristiques

Air comprimé pour N1101P

Contenu de la livraison

Un Micromètre
Une pédale pour le modèle
1101P
Un mode opératoire