


Micromètre Universel |010127

Conforme aux normes

ISO 534, UNE-EN ISO 12625-3, TAPPI T411, SCAN P7, P11, P47



Description

Appareil permettant de déterminer l'épaisseur du papier, du carton ou du "tissue" en accord avec les normes internationales.

- Plage de mesure 0-25 mm.
- Vitesse réglable de 1 à 11 mm/min.
- Poids et surfaces de mesure à adapter selon les différentes normes.

Caractéristiques

Electrique: 110 - 230 V / 50 - 60
Hz

Contenu de la livraison

Micromètre
Cable d'alimentation
Manuel d'utilisation