

Pile type valley | 070113

Conforme aux normes

ISO 5264/1, SCAN C25, TAPPI T200m, T205m,



Description

Raffineur type "Valley" pour raffiner en laboratoire les pâtes selon les conditions normalisées.

- Cuve de raffinage et structure entièrement en acier inoxydable.
- Volume de la cuve 23 litres.
- Vitesse du rouleau de raffinage : 500 r.p.m.
- Capacité maximale de l'échantillon 360 g.
- Cuve de raffinage et structure entièrement en acier inoxydable.
- Volume de la cuve 23 litres.
- Vitesse du rouleau de raffinage : 500 r.p.m.

Caractéristiques

Contenu de la livraison