


Rigidimetre Kodak | N4100

Conforme aux normes

ISO DP 5629, NF Q 3025, DIN 53 123/1



Description

Appareil permettant de faire une mesure précise de la rigidité des papiers et des cartons.

- Fréquence de vibration : 25 Hz.
- Hauteur d'oscillation : moins de 0,2 mm.
- Echelle de longueur de résonance : 0 à 300 mm.
- Pression de serrage : env. 0,6 N / cm².
- Largeur de serrage : max 28 mm.
- Largeur maximale de l'échantillon: 6 mm.

Caractéristiques

110 – 230 V 50/60 Hz AC

Contenu de la livraison