

Appareil SCT | SCT-07

Conforme aux normes

ISO 9895, TAPPI T826, DIN 54518, SCAN P46, BS 7325



Description

Appareil permettant la mesure de la compression à mâchoires jointives (SCT) sur bandes de papier.

- Serrage pneumatique de l'échantillon.
- Plage : 1 - 500 N égal à 0,06 - 33,3 kN/m.
- Largeur de l'échantillon : 15 mm.
- Distance entre les mâchoires : 0,7 mm.
- Pression de serrage : 2300 +/- 50 N.

Caractéristiques

110 - 230 V / 50 - 60 Hz
600 kPa

Contenu de la livraison

Appareil SCT
Cable de connexion
Manuel d'utilisation