

Désintegrateur | N6200_A

Conforme aux normes

ISO 5263-1,SCAN C18 M2,TAPPI T205,PAPTAC C.6



Description

Appareil permettant la désintégration de la pâte en suspension.

- 3 systèmes de sécurité.
- Compte-tours numérique et affichage digital.
- Vitesse de révolution selon ISO et TAPPI.
- Ouverture par le dessus.
- Pot à désintégration en verre acrylique ou en acier inoxydable.

Caractéristiques

Electrique: 230 V / 50 Hz AC

Contenu de la livraison

1 desintegrateur
1 pot inox ou plastique