

Plaque chauffante | N6310

Conforme aux normes

TAPPI T205



Description

Appareil permettant le séchage rapide de feuilles afin de déterminer la teneur en matières sèches.

- Dimensions : 350x350 mm ou 580x430mm.
- En acier inoxydable.
- Répartition uniforme de la chaleur.
- Lecture digitale de la température.
- De 20 à 180°C.

Caractéristiques

110 – 230 V 50/60 Hz AC

Contenu de la livraison

L x l = 350 x 350 mm
Câble d'alimentation
Mode opératoire